

Μαγνητικός Διεγέρτης TESLA FMS

Functional Magnetic Stimulation

ΖΗΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ!

έως 160Hz



έως 3 TESLA



TESLA FMS

ΖΗΣΤΕ ΧΩΡΙΣ ΠΟΝΟ!



Τι είναι το Tesla FMS & πως δρα

Το Tesla FMS είναι το πρωτοποριακό θεραπευτικό μηχάνημα που βασίζεται στην τεχνολογία **Functional Magnetic Stimulation (FMS)** ή αλλιώς **Λειτουργική Μαγνητική Διέγερση**. Χρησιμοποιεί ισχυρή ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, με την μορφή παλμικών κυμάτων, που φθάνει σε ένταση τα 3 Tesla (30.000 Gauss) και στο μεγαλύτερο φάσμα συχνοτήτων 1-160Hz. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (FMS) που δημιουργεί προκαλεί ηλεκτρομαγνητική επαγωγή στον νευρώνα και έτσι αλλάζει η πολικότητα του νεύρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εκπόλωση των νευρώνων (νευρομυϊκού ιστού) και την σύσπαση του μύος.

Τι διαφοροποιεί το Tesla FMS ως θεραπεία

Το Tesla FMS διαφοροποιείται από άλλα μηχανήματα, λόγω της ικανότητάς του να διεγείρει τους βαθύτερους μυϊκούς και νευρικούς ιστούς. Είναι το ισχυρότερο είδος μαγνητικής θεραπείας. Μπορεί να εξαλείψει τον πόνο και να αποκαταστήσει την κινητικότητα από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η συνεδρία μπορεί να γίνει χωρίς επαφή με το δέρμα, ακόμη και πάνω από τα ρούχα.

How does a magnetic field activate a muscle





Άμεσα Αποτελέσματα σε

Μυοσκελετική Αποκατάσταση

Μυοσκελετικά - Αυχενικά - Οσφυαλγίες - Αρθρίτιδες - Κατάγματα - Δισκοπάθειες - Θεραπεία μεσοσπονδύλιου δίσκου - Παγωμένος Ώμος - Ασβεστώσεις - Άκανθα πτέρνας - Μυοπεριτονιακοί πόνοι - Οιδήματα.

Αθλητική-Ορθοπεδική Αποκατάσταση

Τενοντοπάθειες - Διαστρέμματα - Μυϊκό σπασμό - Οστικά οιδήματα - Μώλωπες - Αρθρικοί πόνοι - Ενδυνάμωση μυών.

Νευρολογική Αποκατάσταση

Σπαστικότητα - Παράλυση - Νευραλγίες - Περιφερική Νευροπάθεια - Νευρικές Βλάβες - Περιφερική-Κεντρική Πάρεση.

Αποκατάσταση Πυελικών Διαταραχών

Πυελικοί πόνοι - Ακράτεια μετά από τοκετό - Επιτακτική - Αγχώδης-Μικτή Ακράτεια - Ακράτεια Κοπράνων - Νυκτουρία - Αιμορροΐδες - Πρόπτωση Μήτρας - Στυτική Δυσλειτουργία - Προστατίτιδα.

Γηριατρική Αποκατάσταση

Πάρκινσον - Αρθροπάθειες - Κυκλοφοριακό.

Αγγειακή Αποκατάσταση

Κυκλοφοριακό - Λεμφικό - Οιδήματα

Πλεονεκτήματα χρήσης Tesla FMS.

- ✓ Άμεση ανακούφιση από τον πόνο.
- ✓ Μέγιστα αποτελέσματα σε ελάχιστες θεραπείες.
- ✓ Σύντομη διάρκεια θεραπείας.
- ✓ Θεραπεία ακόμη & χωρίς την παρουσία του θεραπευτή.
- ✓ Ανώδυνη & μη επεμβατική θεραπεία.
- ✓ Ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες.
- ✓ Διέγερση των βαθύτερων μυϊκών και νευρικών ιστών.
- ✓ Η Ισχυρότερη μαγνητική θεραπεία στην αποκατάσταση.
- ✓ Θεραπεία χωρίς επαφή με το δέρμα ακόμη και πάνω από τα ρούχα.
- ✓ Πρωτοποριακή θεραπεία ανακούφισης από τον πόνο.
- ✓ Εξαιρετικά μεγάλο εύρος εφαρμογών & παθήσεων
Θεραπεία χωρίς παρενέργειες.



FUNCTIONAL
MAGNETIC
STIMULATION

Μοντέλα	Tesla FMS Care	Tesla FMS Stym
Ένταση	3 Tesla (30.000 Gauss)	2.5 Tesla (25.000 Gauss)
Συχνότητα	1-160Hz	1-160Hz
Έξοδοι	4	2
Έτοιμα πρωτόκολλα	145	128
Διαγνωστικό πρωτόκολλο	NAI	NAI
Χάρτες σημείων σώματος	NAI	NAI
Γρήγορα πρωτόκολλα	NAI	NAI
Κενές θέσεις μνήμης	72	72
Μαχ αριθμός φάσεων	8	8
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας	
Καρέκλα Θεραπειών	NAI	OXI

TESLA FMS

Μία κορυφαία μη επεμβατική θεραπεία

Υπάρχει πόνος στην διάρκεια της θεραπείας;

Όχι, η θεραπεία είναι ανώδυνη και προσαρμόζεται ανάλογα με τον κάθε ασθενή.

Τι θα νοιώσω στην θεραπεία;

Θα νοιώσετε τον ηλεκτρομαγνητικό παλμό, τις συσπάσεις των μυών σας και μία άμεση ανακούφιση από τον πόνο

Πόσο διαρκεί η θεραπεία;

Η θεραπεία διαρκεί περίπου 20 λεπτά

Πόσες συνεδρίες χρειάζονται;

Μία θεραπευτική αγωγή περιλαμβάνει περίπου 5-10 συνεδρίες, ανάλογα με την πάθηση και ο ρυθμός των συνεδριών είναι 2-3 φορές την εβδομάδα.

Πότε θα δω αποτέλεσμα από την θεραπεία;

Από την 1η συνεδρία υπάρχει ανακούφιση από τον πόνο και αισθητή βελτίωση στις επόμενες συνεδρίες. Αυτός είναι ο λόγος που το Tesla FMS είναι μία από τις κορυφαίες μη επεμβατικές θεραπείες.



Μαγνητικός Διεγέρτης **TESLA FMS**

Functional Magnetic Stimulation



Περισσότερα για το Tesla FMS ρωτήστε τον θεραπευτή σας



Επίσημος Αντιπρόσωπος Ελλάδος

MAVROULIS
ED
Medical Equipment

📍 Ιωαννίνων 118 Αθήνα 104 44
☎ 2110131873
✉ info@mavroulismed
📘 mavroulismed

www.mavroulismed.gr