

**M**AVROULIS  
**ED**  
Medical Equipment

# Μηχανήματα Φυσικοθεραπείας



[www.mavroulismed.gr](http://www.mavroulismed.gr)

## Μαγνητικός Διεγέρτης Tesla FMS

- ✓ Ένταση έως 3,0 Tesla (30.000 Gauss)
- ✓ Συχνότητα 1-160 Hz
- ✓ 6 Κυματομορφές
- ✓ Δέχεται έως 4 Κεφαλές
- ✓ Ταυτόχρονη χρήση 2 Κεφαλών
- ✓ 166 Έτοιμα Πρωτόκολλα
- ✓ 72 Κενές Θέσεις Μνήμης
- ✓ 8 Διαφορετικές φάσεις στην ίδια θεραπεία
- ✓ Αερόψυκτο
- ✓ Διαγνωστικό Πρωτόκολλο
- ✓ Χάρτες Σημείων Σώματος
- ✓ Πολυθρόνα με 2 Κεφαλές-Πηνία

FMS Stym



FMS Care



## Ραδιοσυχνότητες Tecar

Tecar Therma



- ✓ Ισχύς 150 Watt
- ✓ 2 Συχνότητες 450 KHz & 550 KHz
- ✓ Χωρητική & Αντιστατική Λειτουργία
- ✓ 6 Συνολικά Ηλεκτρόδια
- ✓ Κεφαλή με δυνατότητα διαμόρφωσης 3 σημείων
- ✓ Άμεσο Θερμικό Αποτέλεσμα

Tecar RF05B



- ✓ Ισχύς 300 Watt
- ✓ 2 Συχνότητες 300 KHz & 500 KHz
- ✓ Χωρητική & Αντιστατική Λειτουργία
- ✓ 2 Εργονομικές Κεφαλές
- ✓ 9 Συνολικά Ηλεκτρόδια
- ✓ Ένδειξη της ενέργειας μεταφοράς στους ιστούς
- ✓ Άμεσο Θερμικό Αποτέλεσμα σε 1'

## Κρουστικά Κύματα - Shockwave

Shockwave Onda



- ✓ Συχνότητα Κρούσης 1-22 Hz
- ✓ Πίεση 6 Bar
- ✓ 3 Συνολικές Κεφαλές
- ✓ Έτοιμα πρωτόκολλα
- ✓ Κενές Θέσεις Μνήμης
- ✓ 4 Τρόποι Λειτουργίας (συνεχής/4/8/12 παλμοί)

Shockwave KP-B



- ✓ Πνευματικό Shockwave
- ✓ Ελληνικό Μενού
- ✓ Πίεση 6 Bar
- ✓ Συχνότητα Κρούσης 1-21 Hz
- ✓ 12 Συνολικές Κεφαλές
- ✓ Με βλήμα κρούσης άνω των 2.000.000 shocks

## Laser

### Lambda Yag



- ✓ Μήκος Κύματος 1064 nm
- ✓ Ισχύς 10 Watt
- ✓ Αποθηκευμένα Πρωτόκολλα
- ✓ Σύστημα Ασφαλείας Security Slot
- ✓ Συνεχής & Παλμική Εκπομπή
- ✓ Κατηγορία Laser 4



### Lambda



- ✓ Μήκος Κύματος 905 nm
- ✓ Έως 30 Watt παλμική (Κεφαλή 1 Διόδου)
- ✓ Έως 180 Watt παλμική (Κεφαλή 6 Διόδων)
- ✓ Αποθηκευμένα Πρωτόκολλα
- ✓ Συνεχής & Παλμική Εκπομπή



## Κρυοθεραπεία-Θερμοθεραπεία

### Medio-Cryo



- ✓ Κρυοθεραπεία έως - 4 ° C
- ✓ Θερμοθεραπεία έως 50 ° C
- ✓ Πρόκληση θερμικού σοκ
- ✓ Έτοιμα πρωτόκολλα
- ✓ Κενές θέσεις μνήμης
- ✓ Επιλογή Κεφαλής



## Ηλεκτροθεραπεία

### Electra



- ✓ Με 2 ή 4 Κανάλια
- ✓ Όλοι οι τύποι ρευμάτων
- ✓ Αποθηκευμένα Πρωτόκολλα
- ✓ Κενές θέσεις μνήμης
- ✓ Συνδυάζεται & με υπέρηχο



## Μαγνητοθεραπεία

### Magnetoenergy ME3300



- ✓ Ισχύς 200 Gauss
- ✓ 2 Ανεξάρτητα Κανάλια
- ✓ 2 Διαφορετικές Θεραπείες μαζί
- ✓ Αποθηκευμένα Πρωτόκολλα
- ✓ Κενές θέσεις μνήμης
- ✓ 2 Λειτουργίες Physio & Adaptive Mode
- ✓ Χρήση με μπαταρία & ρεύμα

### Magneto Pulsar



- ✓ Ισχύς 200 Gauss
- ✓ 2 Ανεξάρτητα Κανάλια
- ✓ Έτοιμα Προγράμματα
- ✓ Κενές θέσεις μνήμης
- ✓ Έγχρωμη Οθόνη Αφής
- ✓ Επιλογή πηνίου σε κρεβάτι

## Πρεσοθεραπεία

### Pressa



- ✓ Έως 8 Τμημάτων
- ✓ Πίεση Εξόδου 250 mmHg
- ✓ Λειτουργία Αυτόματης Τελικής Εκκένωσης
- ✓ Λειτουργία Θεραπείας: Χρόνος ή Κύκλοι
- ✓ Αθόρυβος Συμπιεστής

## Υπέρηχος

### Sonora



- ✓ Συχνότητα 1-3 MHz
- ✓ Ένταση 3 Watt
- ✓ Λειτουργία υπερήχου & ηλεκτροθεραπείας
- ✓ Αποθηκευμένα Πρωτόκολλα
- ✓ Κενές θέσεις μνήμης
- ✓ Χρήση κεφαλών κάτω από το νερό

## Φορητές

### Φορητό Tecar



- ✓ 2 Συχνότητες 300 KHz & 500 KHz
- ✓ Χωρητική & Αντιστατική Λειτουργία
- ✓ 3 Διαφορετικές Κεφαλές
- ✓ Άμεσο Θερμικό Αποτέλεσμα σε 1'
- ✓ Ουδέτερο Ηλεκτρόδιο

### Massage Gun 4.800mah



- ✓ Ισχυρή Μπαταρία Λιθίου 4.800 mah
- ✓ 8 Κεφαλές
- ✓ 7 Ταχύτητες
- ✓ Ένδειξη μπαταρίας
- ✓ Βαλιτσάκι Μεταφοράς

## Υπερύθρων



### Infrared Lamp 275 Watt

- ✓ Ισχύς 275 Watt
- ✓ Ρύθμιση Έντασης
- ✓ Τροχήλατη
- ✓ Αρθρωτός Βραχίονας

## Ηλεκτρομάλαξη



### Ηλεκτρομάλαξη Τροχήλατη

- ✓ 4000 Κρούσεις
- ✓ 5 Κεφαλές
- ✓ 5 Ταχύτητες
- ✓ 5 Συχνότητες

## Αναρρόφηση



### Medio VAC eco

- ✓ 2 Έξοδοι
- ✓ 5 Προγράμματα
- ✓ Έγχρωμη Οθόνη Αφής
- ✓ Ισχύς 70 VA

## Ηλεκτροβελονισμός



### AS SUPER 4

- ✓ 4 Ανεξάρτητα Κανάλια
- ✓ 30 Κλινικά Πρωτόκολλα
- ✓ 7 Κενές Θέσεις Μνήμης
- ✓ Επιλογή έντασης ανά 0.1 mA
- ✓ Ισχύς 20 mA
- ✓ Γερμανικής Προέλευσης